

## Mezilaboratorní porovnávací zkouška

Odboru diagnostiky ÚKZÚZ

(MPZ/AP /2016)



Detekce a identifikace fytoplazmy proliferace jabloně  
(*Candidatus Phytoplasma mali*)

## Obsah

Obsah .....	1
1. O pořadateli .....	2
2. Podmínky MPZ/AP 2016 .....	2
3. Příprava vzorků .....	2
4. Testování vzorků .....	3
5. Odeslání vzorků laboratoři .....	3
6. Předávání výsledků .....	3
7. Seznam zúčastněných laboratoří účastnících se MPZ/AP 2016 .....	3
8. Výsledky MPZ/AP 2016 .....	4
9. Kontaktní údaje .....	4
10. Použitá literatura .....	5
11. Přílohy .....	5

## 1. O pořadateli

Mezilaboratorní porovnávací zkouška na detekci a identifikaci fytoplazmy proliferace jabloně metodou PCR (MPZ/AP 2016) byla připravena v Laboratoři virologie Odboru diagnostiky ÚKZÚZ. Laboratoře Odboru diagnostiky ÚKZÚZ podle § 5 odst. 3 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vykonávají působnost Národní referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů na úseku rostlinolékařské péče a Oddělení - diagnostická laboratoř Olomouc je držitelem osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

## 2. Podmínky MPZ/AP 2016

Tato mezilaboratorní porovnávací zkouška je pořádána na základě zájmu o účast v MPZ na detekci a identifikaci fytoplazmy proliferace jabloně metodou PCR.

## 3. Příprava vzorků

Pozitivní vzorky pro mezilaboratorní porovnávací zkoušku na detekci a identifikaci fytoplazmy proliferace jabloně metodou PCR byly připraveny z výhonů jabloní, odebraných v říjnu 2016 ze stromů, u nichž je přítomnost fytoplazmy proliferace jabloně pravidelně testována po dobu minulých let. Negativní vzorky byly připraveny z výhonů jabloní negativně testovaných na přítomnost fytoplazmy proliferace jabloně a udržovaných v technické izolaci. Bylo odebráno celkem 5 vzorků z 5 stromů (4 pozitivní, 1 negativní). Vzorek je tvořen 4 výhony, každý o délce 20-30 cm, odebranými po obvodu koruny. Po odběru byly vzorky zabalenы a uzavřeny do plastových sáčků, označeny čísly 1 –5 a uchovávány v chladničce.

#### 4. Testování vzorků

Z každého vzorku byla odebrána část a provedena izolace DNA metodou CTAB (Navrátil *et al.*, 2009), následně nested PCR s obecnými primery P1, P7 a fU5, rU3 (Deng & Hiruki, 1991; Kirkpatrick *et al.*, 1994; Lorenz *et al.*, 1995). U pozitivních vzorků byla fytoplazma určena RFLP enzymy *AluI*, *Bfml*, *RsaI*. U negativního vzorku byla provedena interní kontrola s použitím primerů NS7f, NS8r (Pastrik, 2000).

#### 5. Odeslání vzorků laboratoři

Vzorky byly zabaleny do plastových sáčků, uzavřeny, řádně označeny číslem vzorku (1-5) a ihned odeslány. Spolu se vzorky byly účastníkovi MPZ/AP 2016 odeslány Pokyny pro účastníky a Výsledkový formulář. Vzorek č.4 byl laboratoři doručen v nevhodném stavu, proto byl odebrán a odeslán znovu.

#### 6. Předávání výsledků

Předání výsledků proběhlo formou vyplnění Výsledkového formuláře, podepsáním odpovědného pracovníka a jeho odeslání poštou na adresu Diagnostické laboratoře v Olomouci a to do Ihůty, určené v Pokynech pro účastníky (viz Přílohy). Obdržené výsledky byly shromážděny do tabulky. Výsledek MPZ/AP 2016 byl laboratoři odeslán poštou.

#### 7. Seznam zúčastněných laboratoří účastnících se MPZ/AP 2016

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., Laboratorní komplement, Holovousy 129, 508 01 Hořice.

## 8. Výsledky MPZ/AP 2016

vzorek číslo	Výsledek laboratoře VŠÚO Holovousy	Předán vzorek
1	+	+
2	+	+
3	+	+
4	-	-
5	+	+

## 9. Kontaktní údaje

### Kontaktní údaje

Šárka Linhartová

Email: sarka.linhartova@ukzuz.cz

Tel. 725793792

Mob. 585570138

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor diagnostiky, Šlechtitelů 23, Olomouc, 77900.

Zpracovala

V Olomouci 14.11.2016

Mgr. Šárka Linhartová, Ph.D.



vedoucí Laboratoře virologie

Ústřední kontrolní  
a zkušební ústav zemědělský  
Odbor diagnostiky Olomouc  
Šlechtitelů 773/23, 779 00 Olomouc

## 10. Použitá literatura

Navrátil, M (2009): Metodika detekce a identifikace karanténních fytoplazem ovocných dřevin. Metodika pro Státní rostlinolékařskou správu, Univerzita Palackého v Olomouci, pp. 30.

Deng, S., Hiruki, C (1991): Amplification of 16S rRNA genes from culturable and nonculturable Mollicutes. Journal of Microbiological Methods 14:53-61

Lorenz, K.H., Schneider, B., Ahrens, E., Seemüller U.E. (1995): Detection od apple proliferation and pear decline phytoplasmas by PCR amplification of ribosomal and nonribosomal DNA. Phytopatology 85: 771-776

Kirkpatrick, B.C., Smart, C.D., Gardener, S., Gao, J.L., Ahrens, U., Maurer, R., Schneider, B., Lorenz K.H., Seemüller E., Harrison N.A., Namba S., Daire, X (1994): Phylogenetic relationships of plant pathogenic MLOs established by 16/23S rDNA spacer sequences. I.O.M. Lett. 3:228-229.

Pastrik K.H. (2000) Detection of *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* in potato tubers by multiplex PCR with coamplification of host DNA. European Journal of Plant Pathology 106, 155-165.

## 11. Přílohy

*Pokyny pro účastníky MPZ*

*Výsledkový formulář*

**Mezilaboratorní porovnávací zkouška ÚKZÚZ - Detekce a identifikace fytoplazmy  
proliferace jabloně (*Candidatus Phytoplasma mali*, AP)**

**POKYNY PRO ÚČASTNÍKY MPZ:**

Při práci se vzorky je třeba dbát pravidel pro přechovávání karanténního materiálu a manipulace s ním dle §8 zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů.

**1. Rozesílané vzorky**

Posíláme Vám 5 ks vzorků jabloní ke stanovení fytoplazmy proliferace jabloně označené čísly 1-5. Každý vzorek tvoří čtyři výhony odebrané z 1 stromu po obvodu koruny. Vzorky uchovávejte v chladu.

**2. Pokyny ke stanovení**

Se vzorky zacházejte jako s běžnými vzorky určenými ke stanovení přítomnosti fytoplazmy proliferace jabloně. Při izolaci DNA je třeba odebrat lýko ze všech čtyř výhonů tvořících každý jeden vzorek.

**3. Odeslání výsledků**

Výsledky testů zapište do **VÝSLEDKOVÉHO FORMULÁŘE** a odešlete na adresu DL Olomouc a to nejpozději do uvedeného termínu.

**+ v případě pozitivního nálezu fytoplazmy proliferace jabloně nebo**

**- v případě negativního nálezu fytoplazmy proliferace jabloně**

**Termín dodání výsledků: 20.11.2016**

Vyplněný a podepsaný **VÝSLEDKOVÝ FORMULÁŘ** zašlete prosím poštou na adresu:

Mgr. Šárka Linhartová, Ph.D.  
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  
Odbor diagnostiky  
Šlechtitelů 23, Olomouc, 779 00

V Olomouci .....

.....  
Mgr. Šárka Linhartová, Ph.D.

**Mezilaboratorní porovnávací zkouška ÚKZÚZ - Detekce a identifikace fytoplazmy  
proliferace jabloně (*Candidatus Phytoplasma mali*, AP)**

**VÝSLEDKOVÝ FORMULÁŘ**

**Rok konání** .....

**Kontaktní osoba** .....

**E-mail** .....

**Adresa** .....

.....

.....

**Tabulka výsledků:**

Stanovený patogen: fytoplazma proliferace jabloně (*Candidatus Phytoplasma mali*)

VZOREK ČÍSLO	VÝSLEDEK
1	
2	
3	
4	
5	

(+ pozitivní nález; - negativní nález)

